

Spin column based Antibody Purification Kit

Cat. No. CSR-APK-10A

CSR-APK-10G

Last Updated: 2026/01/26

www.cosmobiousa.com

【 I 】 Introduction

This spin-column type IgG antibody-purify kit consists of immobilized Protein A (#APK-10A) or Protein G (#APK-10G) on the solid phase of filter type monolithic silica with uniform continuous pores. Compared with conventional ones, this product can easily purify IgG antibodies for a shorter time (approximately 3 minutes). The column can be recycled up to 5 times^{*1} without diminishing of antibody binding capacity. Each can purify IgG antibodies up to 0.4 mg with Protein A and 0.3 mg with Protein G per column under more than 90% of recovery rate.

^{*1}: In case purified antibodies or culture supernatants are used, up to five replicates of the columns can be reused. However, if the sample contains a solid component such as protein in the serum, it may cause a clogging of the column, which may result in a decrease in the regeneration frequency and fluid permeability. Therefore, this product should be used after removal of the solid component by centrifugal removal or filter filtration. Also, the number of replays will vary depending on the sample type of the customer, so it is not responsible for our web.


【 II 】 Composition

	Quantity
Monolithic silica-based Spin Column	10 columns
Sampling tube	10 tubes
Binding Buffer	30 mL
Wash Buffer	30 mL
Elution Buffer	30 mL
Neutralization Buffer	15 mL
Regeneration Buffer	30 mL

【III】Cautions

1. Use the spin column with the cover opened.
The sample will not pass through the monolithic silica smoothly when the cover of the spin column is closed as there will be a negative pressure generated in the spin column. Make sure the cover of the spin column is opened.
2. The spin column is filled with 20% ethanol solution. When reusing, be careful not to dry the column by filling it with 20% ethanol prepared with distilled water and store.
Drying may degrade column performance.
3. Do not drop or bump the spin columns. Subjecting the spin columns to shocks may cause the monolithic silica seriously damaged.

【IV】Typical Procedure



1. Adjust the pH of the antibody sample to around 7.0 in advance.
If the sample amount is small, adjust to 500 μL with PBS etc.
*Before use, centrifuge the ethanol solution at $1,000 \times g$ for 30 seconds and discard.
2. Add 500 μL of Binding Buffer to the column, centrifuge at $1,000 \times g$ for 30 seconds and remove it.
3. Add 500 μL of antibody sample to the column, centrifuge at $1,000 \times g$ for 30 seconds, discard flow-through (FT).^{*2}

*2: When concentrating the antibody, centrifuge and remove FT each time, then add 500 μL of antibody sample to the column. Sequential runs may cause clogging, so wash the column with Wash Buffer every 2 to 3 addition of the sample.

4. Add 500 μ L of Wash Buffer to the column, centrifuge at 1,000 \times g for 30 seconds, discard FT.
5. Add 50 μ L Neutralization Buffer to the sampling tube and set the column. Add 500 μ L^{*3} of Elution Buffer to the column and centrifuge at 1,000 \times g for 30 seconds to recover the antibody sample.

^{*3}: Elution Buffer can be reduced to 100 μ L and eluted at high concentration.

In this case, add Neutralization Buffer to the sampling tube at the ratio; Neutralization Buffer : Elution Buffer = 1: 10.

However, it may not be able to elute all the adsorbed IgG antibodies.

6. To regenerate the used spin column, add 500 μ L of Regeneration buffer to the used spin column and centrifuge for 30 seconds, and remove FT. Store the spin column with 20% ethanol and store it at 4°. Do not allow the resin (silica monolith) to dry. Otherwise, the performance and quality of spin column may be deteriorated.

Column type	Recommended sample	
Protein G	Monoclonal antibody	Human IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
		Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3
	Polyclonal antibody	Rabbit, Goat
Protein A	Monoclonal antibody	Human IgG1, IgG2, IgG4
		Mouse IgG2a, IgG2b, IgG3
	Polyclonal antibody	Rabbit



COSMO BIO CO., LTD.

【JAPAN】

TOYO EKIMAE BLDG. 2-20, TOYO 2-CHOME,
KOTO-KU. TOKYO 135-0016, JAPAN
Phone: +81-3-5632-9610
FAX: +81-3-5632-9619
URL: <https://www.cosmobio.co.jp/>



COSMO BIO USA¹²⁰⁷⁷

【Outside Japan】

2792 Loker Ave West, Suite 101
Carlsbad, CA 92010, USA
email: support@cosmobiousa.com
URL: www.cosmobiousa.com
Phone/FAX: (+1) 760-431-4600

一般研究用キット

Spin column based Antibody Purification Kit

Cat. No. APK-10A, APK-10G

2026 年 1 月 26 日作成

www.cosmobio.co.jp

【Ⅰ】はじめに

本製品は均一な連続孔を持つフィルター型モノリスシリカの固相表面に Protein A (#APK-10A) もしくは Protein G (#APK-10G) を固定化したスピncラム型の IgG 抗体精製キットです。従来品と比較して簡便に**短時間（約 3 分）**で IgG 抗体の精製が可能です。またカラムを再生することで最大で 5 回 *1 まで抗体結合能力が落ちることなく再利用することが可能です。

それぞれ 1 つのカラムあたり最大で Protein A は 0.4mg、Protein G は 0.3mg の IgG 抗体を 90% 以上の回収率で精製できます。

*1：精製済み抗体、培養上清を使用した場合、5 回までカラムの再生使用が可能です。但し、血清中タンパク質など固形成分を含む場合はカラムの目詰まりの原因となり、再生回数、通液性が低下する場合がございますので、遠心除去、フィルター濾過などで固形成分の除去を行った後に使用してください。また、再生回数に関してはお客様のサンプル種によって変化するので当社では保証いたしかねます。

【Ⅱ】構成

保存温度：4℃（凍結禁止）


内容	容量
Monolithic silica-based Spin Column	10 columns
Sampling tube	10 tubes
Binding Buffer	30mL
Wash Buffer	30mL
Elution Buffer	30mL
Neutralization Buffer	15mL
Regeneration Buffer	30mL

本品は、研究目的にのみご使用ください。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないでください。
本マニュアルをご精読のうえ、研究目的にのみご使用ください。

【Ⅲ】 注意

- ・ 操作中はカラムの蓋を開けて使用してください。蓋を閉じたまま遠心分離するとサンプルが通液しないことがあります。
- ・ スピнкаラムは 20% エタノール溶液で満たされています。再利用する際には蒸留水で調製した 20% エタノール溶液で満たして保存し、カラムが乾燥しないように注意してください。乾燥はカラム性能の低下の原因となります。
- ・ スピнкаラムを落としたり、強いショックを与えたりしないで下さい。モノリスシリカゲルが破損する場合があります。

【Ⅳ】 クイックマニュアル



【Ⅴ】 手順

事前に抗体試料の pH を 7.0 付近に調整してください。また、サンプル量が少ない場合は PBS などで 500uL になるように調整してください。

※使用前にエタノール溶液を 1,000 × g、30 秒遠心し、取り除きます。

- ① カラムに Binding Buffer 500uL を加え、1,000 × g、30 秒遠心し、取り除きます。
- ② カラムに抗体試料を 500uL 加え、1,000 × g、30 秒遠心し、フロースルー (FT) を捨てます^{*2}。
^{*2}: 抗体を濃縮するにはカラムに抗体試料を 500uL ずつ加え、都度遠心し、FT を除去した後に抗体試料を加えてください。連続して行くと目詰まりの原因となりますので、2~3 回サンプルを通液するごとに Wash Buffer にてカラムを洗浄してください。
- ③ カラムに Wash Buffer 500uL を加え、1,000 × g、30 秒遠心し、FT を捨てます。

- ④ **サンプリングチューブに Neutralization Buffer 50uL を加え**、カラムをセットし、カラムに Elution Buffer 500uL*3 を加え、1,000 × g、30 秒遠心し抗体サンプルを回収します。カラムを再生使用する場合は手順⑤、⑥の再生処理を行った後に 4℃で保存してください。

*3：Elution Buffer は 100uL まで減らし高濃度で溶出することが可能です。この場合、Neutralization Buffer と Elution Buffer が 1:10 の比率になるようにサンプリングチューブに Neutralization Buffer を加えてください。ただし、吸着したすべての IgG 抗体を溶出出来ない場合がございます。

- ⑤ 再生使用する場合

Regeneration Buffer 500uL をカラムに加え、1,000 × g、30 秒遠心し、FT を捨てます。

- ⑥ カラムに 20% エタノール溶液を加え上下とも蓋をし、4℃で保存します。

【VI】 参考

カラムタイプ	推奨サンプル	
Protein G	モノクローナル抗体	ヒト IgG1, IgG2, IgG3, IgG4
		マウス IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3
	ポリクローナル抗体	ウサギ、ヤギ
Protein A	モノクローナル抗体	ヒト IgG1, IgG2, IgG4
		マウス IgG2a, IgG2b, IgG3
	ポリクローナル抗体	ウサギ

本商品をご利用になられた文献、発表データを募っております。

本商品をご利用いただき投稿された論文、学会発表パネルなどを送付いただきましたお客様に粗品を進呈させていただきます。
ご提供いただきました論文などは、WEB やカタログ、技術資料を通じて多くの研究者の方への技術情報として利用させていただく場合がございます。是非皆様のご協力をお願いいたします。

送付方法

郵 送

〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
コスモ・バイオ株式会社 開発部 宛

E-mail

cosmobio_BD@cosmobio.co.jp

※ PDF ファイルにてお送りください。

