

チューブチェッカー

用 途	理化学実験用ペン
特 長	<ul style="list-style-type: none">●飛散した水や溶剤でメモ書きが消えた経験はありませんか。●ラベル、ビーカー、試験管、スライドガラス等ガラス機器に大事な実験・検査情報が書けます。●ポリプロピレン、ポリエチレン等のプラスチック製品に直接文字が書けます。●書かれた文字は耐水性・耐溶剤性（アルコール、クロロホルム、キシレンなど）に優れ、ペンとして信頼性の高い安心した作業をお約束する道具となります。
色	●黒
使用方法	通常の文具と同様にご使用ください。 乾燥に室温で 20 ～ 30 秒かかります。
注 意	使用後は必ずキャップをしてください。

メーカー略号；DAI
品番；TC-BLACK
包装；1SET（5 本入）



コスモ・バイオ株式会社