

COSMO FKA 220

抗エチニールエストラジオール血清の特性

抗原=6-Oxo-Ethynylestradiol-6-CMO-BSA

rabbit No. 154

抗体希釈倍 10,000倍 250 μ l 使用

標識 Ethynylestradiol [6,7-³H] 5,000 dpm 使用

B0/T 60%

EE₂ dose of B0/2 800 μ g

Steroids	Cross Reactivity
Ethynylestradiol (EE ₂)	100 %
Mestranol	47.4 %
Norethisterone (NET)	5.6 %
Estrone	< 0.1 %
Estradiol	< 0.1 %
Estriol	< 0.1 %
Testosterone	< 0.1 %
4-Androstene-3, 17-dione	< 0.1 %
Progesterone	< 0.1 %
Cortisol	< 0.1 %
17 α -OH-progesterone	< 0.1 %