

## COSMO FKA 428 EIA用

## Aldosteroneの抗血清のEIAによる特性

抗原	Aldosterone-3-CMO-BSA		
抗体	rabbit No. 3-3 精製 I g G	希釈倍	x100,000 EIA用
		使用量	50 $\mu$ l/well
標識	Aldosterone-3-CMO-HRP	x5000倍で ELISA	50 $\mu$ l
B <sub>0</sub> のO.D.	0.6-1.0		
Aldosterone dose of B <sub>0</sub> /2	0.7-1.0 ng/ml (35-50 pg/well)		

Steroids	Cross Reaction
Aldosterone	100 %
Corticosterone (Compd B)	0.01 %
DOC	0.02 %
11-Deoxycortisol (Compd S)	0.006 %
Progesterone	0.00 %
Cortisol (Compd F)	0.002 %
17 $\alpha$ -Hydroxyprogesterone	0.002 %
Androstenedione	0.048 %
Testosterone	0.002 %
Dehydroepiandrosterone	0.010 %
Estradiol	< 0.001 %

他社にくらべて特異性と感度は非常にすぐれています。