



Salmon Nasal Cartilage Proteoglycan

Cat. No. SNCP10

2025年09月22日作成

www.cosmobio.co.jp

【I】商品情報 CAS RN: 2918306-31-5

保存温度: -20°C

高温多湿を避け、保存ガラス瓶および遮光袋にいれて保存してください。

| 原材料 | 容 量 | 包装仕様 |
|-------|-------|-----------------------|
| サケ鼻軟骨 | 10 mg | 外装アルミ袋、 本体ガラスバイアル瓶 |

【II】溶解方法

少量の水に溶きながら徐々に所定の濃度の水溶液となるように調整してください。

【III】商品規格

| 項目 | 規 格 | 試験方法 |
|----------|----------------------|------------|
| 性 状 | 白色綿状 わずかに特有な臭いがある | 官能評価 |
| pH | 6.5 ~ 8.5 | pH メーター測定 |
| 分 子 量 | 1,600kDa 以上 | GPC-MALS 法 |
| プロテオグリカン | 95.0 % 以上 | HPLC 法 |



コスモ・バイオ株式会社

- 商品に関するお問い合わせ -

TEL: 03-5632-9610 (受付時間 9:00 ~ 17:30)

FAX: 03-5632-9619 E-mail: service@cosmobio.co.jp

- 商品の価格・在庫・納期に関するお問い合わせ -

TEL: 03-5632-9630 (受付時間 9:00 ~ 17:30)

FAX: 03-5632-9623 E-mail: nouki@cosmobio.co.jp

本社所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル

Salmon Nasal Cartilage Proteoglycan

Cat. No. SNCP10

Version :26 Sep, 2025

【I】Product information CAS RN: 2918306-31-5

Storage temperature : -20°C

Store in glass bottle and light-shielding bag. Avoid high temperatures and high humidity.

| Source | Volume | Packaging specification |
|------------------------|--------|--|
| Salmon Nasal Cartilage | 10 mg | Glass vial bottle (Outer package : Aluminum bag) |

【II】Solvent and Solubility

Dissolve in small amount of water to adjust to desired concentration.

【III】Product specifications

| Measurement | Specification | Analytical Procedure |
|----------------|--|----------------------|
| Description | White flocculent Slightly characteristic odor | Sensory evaluation |
| pH | 6.5 ~ 8.5 | pH meter measurement |
| Molecular mass | ≥ 1,600 kDa | GPC-MALS |
| Proteoglycan | ≥ 95.0 % | HPLC |



COSMO BIO CO., LTD.

【JAPAN】

TOYO EKIMAE BLDG. 2-20, TOYO 2-CHOME,
KOTO-KU, TOKYO 135-0016, JAPAN
Phone: +81-3-5632-9610
FAX: +81-3-5632-9619
URL: <https://www.cosmobio.co.jp/>



COSMO BIO USA

【Outside Japan】

2792 Loker Ave West, Suite 101
Carlsbad, CA 92010, USA
email: support@cosmobiousa.com
URL: www.cosmobiousa.com
Phone/FAX: (+1) 760-431-4600