



Code No.: BC18

Lot No.:

Exp.:

研究用試薬

## Ub-agarose

**容量:** レジン量として 1ml  
(50%スラリー)

**保 存:** 4 ~ 8

**安定性:** 4 ~ 8 保存で少なくとも 2 年間  
有効

**調製方法:** GE ヘルスケア社製 activated CH-sepharose™ 4B 1ml 当たり、ウシ由来の ubiquitin 20mg を文献に準じてカップリングし作製。  
50mM Tris-HCl (pH7.5) NaN<sub>3</sub> 0.02% に懸濁保存。  
SEPHAROSE™ は GE ヘルスケア社の登録商標です。

### 【文献】

1. Tamura, T., Tanaka, K., Tanahashi, N., Ichihara, A. FEBS.Letters.292,154-158(1991)
2. 田村具博, 田中啓二: 生物化学実験法, 30 蛋白質分解酵素, 学会出版センター, pp. 207-208

株式会社ホクドー バイオサイエンス事業部  
札幌市西区八軒 9 条西 10 丁目 4 番 28 号

TEL: 011-641-7507 ; FAX: 011-644-9209 ; Email: [info@hokudo.co.jp](mailto:info@hokudo.co.jp) ; URL: [www.hokudo.co.jp](http://www.hokudo.co.jp)



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社