



## 脱線維血液 (DEFIBRINATED BLOOD)

無菌採血バッグを用い、健康な動物から無菌的に採取した新鮮血液を、直ちに水平振盪して血液中の Fibrinogen を Fibrin として完全に除去します。

- **動物種**：ウマ、ヒツジ、ウサギ、ウシ
- **保存温度**：4℃禁凍結
- **保存期間**：1-2 週間\*
- **用途**：細菌学的検査研究用

細菌の赤血球に対する溶血性の試験、また培地に加えて細菌学領域の諸検査および研究用に広く利用されます。特に、溶連菌の検索にはヒツジ血液が、インフルエンザ菌、百日咳菌、髄膜炎菌、淋菌などの試験にはウサギ血液が推奨されております。通常、培地に脱線維血液を 5%添加して使われます。

\* 上記期間は、コスモ・バイオ(株)出荷後の有効保存期間（4℃禁凍結）となりますが、あくまで目安としてお考えください。個体差により、バラつきがございます。