

一般研究用キット

蛍光標識ゼラチンザイモ電気泳動プレキャストゲル (アトー型)

(FITC-labeled Gelatin Zymogram Precast Gel, ATO-type, 品番 : AK81, AK82)

2024年7月1日改訂

※本品は、研究目的にのみご使用ください。

本品は、蛍光標識ゼラチンザイモ電気泳動キット（アトー型）（品番：AK80）を構成しているプレキャストゲルになります。

《I. 製品構成》

品番	内容	容量	本数	保存温度
AK81	蛍光標識ゼラチンザイモ電気泳動 プレキャストゲル Precast Gel	12 検体用	5 枚	4°C (禁凍結)
AK82			10 枚	

※ガラスプレートサイズは 120(W)×100(H)、ゲルの厚みは 1 mm です。

※本製品は、アトー株式会社製の電気泳動槽に対応です。

※ゼラチンザイモ泳動プレキャストゲルは、早めにご使用することをお勧めいたします。

また凍結した場合、変性しますので保存温度にご注意ください。

※プレートの素材はガラス製のため取り扱いにご注意ください。

《II. 関連製品》

品番	品名	キット構成
AK80	蛍光標識ゼラチンザイモ電気泳動キット (アトー型)	蛍光標識ゼラチンザイモ泳動プレキャストゲル、泳動用バッファー、洗浄液、酵素反応用バッファー、サンプル調整バッファー、MMP マーカー
AK38	MMP マーカー	MMP マーカー (200 µL)