



Anti-Rhp51

BACKGROUND

Rhp51 protein of *Schizosaccharomyces pombe* (*fission yeast*) is a functional and structural homolog of *E. coli* RecA protein and Rad51 proteins of eukaryotes, which play a major role in genetic recombination and recombination repair by mediating strand exchange reaction between homologous DNA strands (1).

The product was prepared by immunizing rabbit with full-size recombinant Rhp51 protein expressed in *E. coli* and purified.

Using this anti-serum, Rhp51 protein (40 kD) in the crude extract was detected by Western blotting (Fig 1) and Rhp51 foci formation induced by stalled replication (2) and DNA-damage (3) was detected by indirect immunofluorescence. GFP-tagging of Rhp51 protein at either N- or C- terminus inactivates the function of Rhp51, and therefore, it cannot be used for the study of foci formation instead of the antibody. This antibody was successfully used for immunoprecipitation assay (4).

Product type	Primary antibodies
Host	Rabbit
Source	Serum
Form	Liquid 0.09 % sodium azide added
Volume	250 µl
Concentration	
Specificity	Rhp51 protein
Antigen	Recombinant Rhp51 protein, <i>Fission yeast</i>
Isotype	

Application notes WB, IF, IP

Recommended use

Recommended dilutions

Western blotting: 1/2,000~1/5,000

Staining Pattern

Cross reactivity Yeast

Storage 4°C (long period; -70°C)

References

- 1) Lehmann AR, Mutation Res. 363, 147 (1996) Review
- 2) Lambert S, et al., Cell 121, 689 (2005)
- 3) Morishita T, et al., Mol. Cell. Biol. 25, 8074 (2005)
- 4) Haruta N. et al, Nat. Struct. Mol. Biol. 13, 823(2006)




Fig. 1 Western blot analysis of Rhp51 in whole cell extracts.
M: Molecular weight markers (kD)
Lane 1: Wild-type strain
Lane 2: rho51 deletion strain

For research use only. Not for clinical diagnosis.

Manufactured by BioAcademia Inc.



COSMO BIO Co., LTD.

Inspiration for Life Science

TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO, 135-0016, JAPAN

URL: <http://www.cosmobio.co.jp>

e-mail: export@cosmobio.co.jp

[Outside Japan] Phone : +81-3-5632-9617

[国内連絡先] Phone : +81-3-5632-9610

FAX : +81-3-5632-9618

FAX : +81-3-5632-9619



抗 Rhp51

BACKGROUND

分裂酵母の Rhp51 タンパク質は大腸菌の RecA タンパク質やヒト Rad51 タンパク質の機能的及び構造的ホモログであって、相同的組換え及び組換え修復において中心的な役割を果たし、相同な DNA 鎖の交換反応を促進する機能をもっている (1)。

本品は大腸菌で組換え体タンパク質として発現させて、高度に精製した全長の Rhp51 を抗原としてウサギを免疫して作成した。

この抗血清を用いて、ウェスタンブロッティング法で分裂酵母溶解液から 40kD の Rhp51 タンパク質が検出された (図 1)。DNA 複製阻害や損傷によって染色体上に形成されるフォーカスが本抗体を用いて間接蛍光法で観察された (文献 2、3)。Rhp51 タンパク質は GFP タグを N-末及び C-末のどちらにつけてもその機能が失われるので、このような実験にはタグ付き Rhp51 は使用出来ない。この抗体は Rhp51 を含む複合体を免疫共沈澱法で証明する実験にも使われた (文献 4)。

Product type	一次抗体
Host	ウサギ
Source	血清
Form	液状
	0.09%アジ化ナトリウム添加抗血清
Volume	250 µl
Concentration	
Specificity	Rhp51 タンパク質
Antigen	リコンビナント Rhp51 タンパク質, 分裂酵母
Isotype	

Application notes WB, IF, IP

Recommended use

Recommended dilutions

ウェスタンブロッティング: 1/1,000~1/5,000

Staining Pattern

Cross reactivity 分裂酵母

Storage 4°C (長期的には-70°C)

References 1) Lehmann AR, Mutation Res. 363, 147 (1996) Review

2) Lambert S, et al., Cell 121, 689 (2005)

3) Morishita T, et al., Mol. Cell. Biol. 25, 8074 (2005)

4) Haruta N. et al, Nat. Struc. Mol. Biol. 13, 823(2006)




図 1. ウェスタンブロット法による分裂酵母中の Rhp51 の検出
レーン M、分子量マーカー
レーン 1、野生型株.
レーン 2、rhp51 欠失株

For research use only. Not for clinical diagnosis.

Manufactured by BioAcademia Inc.



COSMO BIO Co., LTD.

Inspiration for Life Science

TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO, 135-0016, JAPAN

URL: <http://www.cosmobio.co.jp>

e-mail: export@cosmobio.co.jp

[Outside Japan] Phone : +81-3-5632-9617

[国内連絡先] Phone : +81-3-5632-9610

FAX : +81-3-5632-9618

FAX : +81-3-5632-9619