



POLYCLONAL ANTIBODY

For research use only. Not for clinical diagnosis.

Catalog No. 70-006

Anti-Rad51, purified IgY

BACKGROUND

Human Rad51 protein is a functional and structural homolog of E. coli RecA protein, which plays a major role in genetic recombination and recombination repair by mediating strand exchange reaction between homologous DNA strands (1). Rad51 functionally and physically interacts with its paralogs, Dmc1, Rad51B, Rad51C, Rad51D, Xrcc2 and Xrcc3, and also with Rad52 in recombination processes. It also interacts with oncogenes and tumor suppressors such as BRACA1, BRACA2, and P53 for the maintenance of genome stability (1). The product was purified (Fig.1) from the eggs laid by immunized chicken with full-size recombinant Rap51 protein expressed in E. coli and purified.

Using this anti-serum, Rad51 protein (37 kD) in the crude extract was detected by Western blotting (Fig 2) at 40 kD position and Rad51 foci formation induced by stalled replication and DNA-damage (2) was detected by indirect immunofluorescence. GFP-tagging of Rad51 protein at either N- or C- terminus inactivates the function of Rad51 and, therefore, it cannot be used for the study of foci formation instead of the antibody. This antibody was successfully used for immunoprecipitation assay.

Product type	Primary antibodies
Host	Chicken
Source	Serum
Form	Liquid
	1 mg/ml in 100 mM NaCl, 20 mM phosphate buffer (pH 7.4), 50% Glycerol
Volume	1 mg
Concentration	
Specificity	Human Rad51
Antigen	full-size recombinant Rap51 protein
Isotype	

Application notes WB, IP, Detection of foci formation by indirect immunofluorescence

Recommended use

Recommended dilutions

WB: 1000-5000 fold dilution

Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

Staining Pattern

Cross reactivity human and mouse Rad51

Storage -20°C (For prolonged -70°C)

References 1) .Friedberg EC, et al. DNA Repair and Mutagenesis 2nd ed., ASM Press

2) Tashiro S, et al., Rad51 accumulation at sites of DNA damage and in postreplicative chromatin. J Cell Biol 150; 283-291 (2000)




Fig.1. SDS-PAGE (without Et-SH) analysis of purified IgY




Fig. 2 Western blot analysis of Rap51 in HeLa cell extract.

For research use only. Not for clinical diagnosis.

Manufactured by BioAcademia, Inc.



COSMO BIO Co., LTD.

Inspiration for Life Science

TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO, 135-0016, JAPAN

URL: <http://www.cosmobio.co.jp>

e-mail: export@cosmobio.co.jp

[Outside Japan] Phone : +81-3-5632-9617

[国内連絡先] Phone : +81-3-5632-9610

FAX : +81-3-5632-9618

FAX : +81-3-5632-9619

抗 Rad51 (ヒト), 精製 IgY

BACKGROUND

ヒトの Rad51 タンパク質は大腸菌の RecA タンパク質や酵母 Rad51 タンパク質の機能的及び構造的ホモログであって、相同的組換え及び組換え修復において中心的な役割を果たし、相同な DNA 鎖の交換反応を促進する機能をもっている。Rad51 のパラログとして、Dmc1, Rad51B, Rad51C, Rad51D, XRCC2, XRCC3 が知られておりこれ等は Rad51 や Rad52 と複合体を形成して、組換え反応に関与している。更にヒト Rad51 タンパク質は乳ガン原因タンパク質 BRCA1, BRCA2 や癌抑制タンパク質として有名な P53 とも結合する事が知られていて、ゲノムの情報の安定的維持に重要な役割を果たしている(1)。

本品は大腸菌で組換え体タンパク質として発現させて、高度に精製した全長のヒト Rad51 タンパク質を抗原として免疫したニワトリの卵黄から IgY を独自の技術で高純度に (>98%) に精製したものである (図 1)。この抗体を用いて、ウェスタンブロッティング法で HeLa 細胞溶解液から 37kD の Rad51 タンパク質が検出された(図 2 では 40kD の位置)。

Product type	一次抗体
Host	ニワトリ
Source	血清
Form	液状
Volume	1.0 mg/ml in 100 mM NaCl, 20 mM リン酸ナトリウム緩衝液(pH 7.4), 50% Glycerol
Concentration	1 mg
Specificity	Rad51 タンパク質
Antigen	リコンビナント Rad51 タンパク質, ヒト
Isotype	

Application notes WB, IP, IC

Recommended use

- 1) 免疫沈降実験によって、種々のタンパク質との相互作用同定出来る。
- 2) 間接免疫抗体法で Rad51 タンパク質の細胞内発現や染色体上の DNA 損傷部位への局在を調べることが出来る(2)。

Recommended dilutions

ウェスタンブロッティング: 1/1,000~1/5,000 (図 2)

Staining Pattern

Cross reactivity ヒト Rad51,
Storage -20°C (長期保存 -70°C)
References

- 1) Friedberg EC, et al. DNA Repair and Mutagenesis 2nd ed., ASM Press
- 2) Tashiro S, et al., Rad51 accumulation at sites of DNA damage and in postreplicative chromatin. J Cell Biol 150; 283-291 (2000)




図 1. 精製 IgY の SDS-PAGE 解析(2ME 無しのサンプルバッファー使用)




図 2 . HeLa 細胞中の Rad51 タンパク質のウエスタンブロット法による検出

For research use only. Not for clinical diagnosis.

Manufactured by BioAcademia Inc.



COSMO BIO Co., LTD.
Inspiration for Life Science

TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO, 135-0016, JAPAN

URL: <http://www.cosmobio.co.jp>

e-mail: export@cosmobio.co.jp

[Outside Japan] Phone : +81-3-5632-9617

[国内連絡先] Phone : +81-3-5632-9610

FAX : +81-3-5632-9618

FAX : +81-3-5632-9619