



## Anti-Rad51, purified IgY

### BACKGROUND

Human Rad51 protein is a functional and structural homolog of *E. coli* RecA protein, which plays a major role in genetic recombination and recombination repair by mediating strand exchange reaction between homologous DNA strands (1). Rad51 functionally and physically interacts with its paralogs, Dmc1, Rad51B, Rad51C, Rad51D, Xrcc2 and Xrcc3, and also with Rad52 in recombination processes. It also interacts with oncogenes and tumor suppressors such as BRACA1, BRACA2, and P53 for the maintenance of genome stability (1). The product was purified (Fig.1) from the eggs of immunized chicken with full-size recombinant Rap51 protein expressed in *E. coli* and affinity purified. Affinity purification increased antibody titer 30-fold.

Using this anti-serum, Rad51 protein (37 kD) in the crude extract was detected by Western blotting (Fig 2) at 40 kD position and Rad51 foci formation induced by stalled replication and DNA-damage (2) was detected by indirect immunofluorescence. This antibody was successfully used for immunoprecipitation, western blot and foci detection.

<b>Product type</b>	Primary antibodies
<b>Host</b>	Chicken
<b>Source</b>	Serum
<b>Form</b>	Liquid
	0.4 mg/ml in 100 mM NaCl, 20 mM Tris/HCl (pH 7.0), 50% Glycerol
<b>Volume</b>	50 µg
<b>Concentration</b>	0.4 mg/ml
<b>Specificity</b>	Rap51 protein
<b>Antigen</b>	Recombinant Rap51 protein, Human
<b>Isotype</b>	

**Application notes** WB, IP, IC

### Recommended use

### Recommended dilutions

Western blotting: 1/10,000 to 1/50,000

Optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.

### Staining Pattern

**Cross reactivity** Mammalian (human and mouse) and chicken Rad51

**Storage** -70°C

**References** 1) Friedberg EC, et al. DNA Repair and Mutagenesis 2nd ed., ASM Press

2) Tashiro S, et al., Rad51 accumulation at sites of DNA damage and in postreplicative chromatin. J Cell Biol 150; 283-291 (2000)




Fig.1. SDS-PAGE (without Et-SH) analysis of purified IgY




Fig. 2 Western blot analysis of Rad51 in HeLa cell extract.

*For research use only. Not for clinical diagnosis.*

Manufactured by BioAcademia Inc.



COSMO BIO Co., LTD.

Inspiration for Life Science

TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO, 135-0016, JAPAN

URL: <http://www.cosmobio.co.jp>

e-mail: [export@cosmobio.co.jp](mailto:export@cosmobio.co.jp)

[Outside Japan] Phone : +81-3-5632-9617

[国内連絡先] Phone : +81-3-5632-9610

FAX : +81-3-5632-9618

FAX : +81-3-5632-9619

# 抗 Rad51

## BACKGROUND

ポリクローナル抗体：精製 IgY (ニワトリ IgG) をレコンビナント Rad51 で affinity 精製 ヒトの Rad51 タンパク質は大腸菌の RecA タンパク質や酵母 Rad51 タンパク質の機能的及び構造的ホモログであって、相同的組換え及び組換え修復において中心的な役割を果たし、相同な DNA 鎖の交換反応を促進する機能をもっている。Rad51 のパラログとして、Dmc1, Rad51B, Rad51C, Rad51D, XRCC2, XRCC3 が知られておりこれ等は Rad51 や Rad52 と複合体を形成して、組換え反応に関与している。更にヒト Rad51 タンパク質は乳ガン原因タンパク質 BRACA1, BRACA2 や癌抑制タンパク質として有名な P53 とも結合する事が知られていて、ゲノムの情報の安定的維持に重要な役割を果たしている(1)。

本品は大腸菌で組換え体タンパク質として発現させて、高度に精製した全長のヒト Rad51 タンパク質を抗原として免疫したニワトリの卵黄から IgY を独自の技術で高純度に (>98%) に精製したものである (図 1)。この抗体を用いて、ウェスタンブロッティング法で HeLa 細胞溶解液から 37kD の Rad51 タンパク質が検出された (図 2 では 40kD の位置)。本品は更に Rad51 タンパク質を用いた affinity 精製することによって、抗体価が 30 倍程高くなっている。

<b>Product type</b>	一次抗体
<b>Host</b>	ニワトリ
<b>Source</b>	血清
<b>Form</b>	液状
<b>Volume</b>	0.2M NaCl, 0.1M リン酸ナトリウム(pH7.0)溶液
<b>Concentration</b>	50 µl
<b>Specificity</b>	Rad51 タンパク質
<b>Antigen</b>	リコンビナント Rad51 タンパク質, ヒト
<b>Isotype</b>	

**Application notes** WB, IP, IC

### Recommended use

- 1) 免疫沈降実験によって、種々のタンパク質との相互作用同定出来る。
- 2) 間接免疫抗体法で Rad51 タンパク質の細胞内発現や染色体上の DNA 損傷部位への局在を調べることが出来る(2)。

### Recommended dilutions

ウェスタンブロッティング: 1/1,000~1/5,000

### Staining Pattern

**Cross reactivity** ヒト Rad51,

**Storage** -20°C

**References** 1) Friedberg EC, et al. DNA Repair and Mutagenesis 2nd ed., ASM Press

2) Tashiro S, et al., Rad51 accumulation at sites of DNA damage and in postreplicative chromatin. J Cell Biol 150; 283-291 (2000)




図1. 精製 IgY の SDS-PAGE 解析(2ME 無しのサンプルバッファー使用)




図2. HeLa 細胞中の Rad51 タンパク質のウエスタンブロット法による検出

*For research use only. Not for clinical diagnosis.*

Manufactured by BioAcademia Inc.



COSMO BIO Co., LTD.

Inspiration for Life Science

TOYO 2CHOME, KOTO-KU, TOKYO, 135-0016, JAPAN

URL: <http://www.cosmobio.co.jp>

e-mail: [export@cosmobio.co.jp](mailto:export@cosmobio.co.jp)

[Outside Japan] Phone : +81-3-5632-9617

[国内連絡先] Phone : +81-3-5632-9610

FAX : +81-3-5632-9618

FAX : +81-3-5632-9619