



# 血管平滑筋細胞（ブタ）用メディウム

Smooth Muscle Cells Medium (Porcine Aorta)

【 Code : PSMCM010 】

平成26年5月作成

※ 本製品は血管平滑筋細胞（ブタ）用メディウムとして研究目的にのみご使用ください。

構成内容

品名	品番	容量	保存方法
血管平滑筋細胞（ブタ）用メディウム	PSMCM010	250 mL	-20℃

※専用メディウムには基本メディウムとしてDMEM、添加因子としてFBS・その他が含まれています。

