

略号 FKA

カタログ番号 FKA-1.0.8

品名 抗 デヒドロエピアンドロステロン (DHA)

本製品は Dehydroepiandrosterone-11 α -Succ-BSA
をウサギに免疫して得たポリクローナル抗体です。

ヒト ウマ ウシ その他哺乳類 魚類と反応する。

内容 : 本バイアル中にRIAで20000 tubeの測定が可能な抗体量を

含む凍結乾燥品。本バイアルに蒸留水 10ml加えて溶解して下さい。

更に測定時に緩衝液で希釈(10000倍に希釈)して使用して下さい

0.25%BSA 10mM PBS (pH7.8)に調整 防腐剤を含まず。

保存 : 製品並びに溶解液は4 $^{\circ}$ Cで保存して下さい。溶解調整液を長期保存する場合は
分注して-20 $^{\circ}$ C以下にて保存して下さい。凍結融解を繰り返さないで下さい。

The Cross Reactivities of Antiserum against

Dehydroepiandrosterone(DHA)11- α -Succ-BSA

DHA	100 %
4-Androsterone-3, 17, -dione	8.3 %
Androsterone	5.7 %
5-Androstene-3 α , 17 β , dione	1.1 %
5 α -Dihydrotestosterone	0.6 %
Testosterone	0.5 %
Corticosterone	0.07 %
Cortisol	0.01 %
Progesterone	0.01 %
Pregnenolone	0.03 %
Bsteradiol	0.01 %