

略号 FKA-332

品名 抗 $17\alpha 20\beta$ -diOH- P_4 -3-CMO-BSA

内容 $5\mu\ell$ に25mgを加えて凍結してあります。

使用法 蒸留水10mlを加えて溶解すると2000倍希釈抗体になります。

更に測定時に緩衝液で20000倍に希釈してお使いください。

ELISAでは 25000倍液 $50\mu\ell$ HRP標識物

RIA では 10000倍液 $250\mu\ell$ ^3H ラベル

交差反応性

ステロイド	ELISA	RIA
$17\alpha 20\beta$ - P_4	100%	100%
$17\alpha 20\alpha$ - P_4	1%	3.4%
17α -OHP 4	0.3%	1%
Cortisol	0.01%	0.01%