

略号 FKA

カタログ番号 FKA-428

品名 抗アルドステロン

本製品は Aldosterone-3-CMO-BSA を ウサギに免疫して  
得たポリクローナル抗体です。

ヒト ウマ ウシ その他哺乳類 魚類と反応する。

内容 : 本バイアル中に RIAで2000 tubeの測定が可能な抗体量  
を含む 凍結乾燥品。本バイアルに蒸留水 10ml加えて溶解して  
下さい。更に測定時に緩衝液で希釈 (抗体1ml : 緩衝液49ml)  
して使用して下さい。

0.25%BSA 10mM PBS (pH 7.8) に調整

保存 : 製品並びに溶解液は4°Cで保存して下さい。溶解調整液を長期  
保存する場合は分注して -20°C以下にて保存して下さい。  
凍結融解を繰り返さないで下さい。

The Cross Reactivities of Antiserum against

Aldosterone-3-CMO-BSA 1:5000 RIA

Aldosterone	100%
DOC	0.04%
Cortisone	0.01%
Cortisol	0.004%
Corticosterone	0.004%
Progesterone	0.07%
Testosterone	0.02%
Androstenedione	0.05%
Estradiol	0.002%