

略号 FKA

カタログ番号 FKA-504

品名 抗 グリココール酸

本製品は Glycocholic acid-BSA をウサギに免疫して得たポリクローナル抗体です ヒト ウマ ウシ その他哺乳動物 と反応する

内容 : 1バイアル中にRIAで2000tubeの測定が可能な抗体を含む 凍結乾燥品。

本バイアルに蒸留水を10ml加えて溶解調整して下さい。

更に使用時緩衝液で希釈 (抗体0.1ml:緩衝液4.9ml)

調整 : 0.25%BSA 10mM PBS (pH7, 8)
抗体 防腐剤を含まず。

保存法 : 製品並びに溶解液は4Cで保存して下さい、溶解液を長期保存する場合は、分注して-20C以下にて保存し、凍結融解を繰り返さないで下さい。

The Cross reaction of anti Glycocholic acid BSA serum(rabbit No 551) by ELISA

Bile acid	Cross Reaction
Glycocholic acid	100%
Taurocholic acid	54%
Cholic acid	11.7%
Glycochenodeoxycholic acid	43.8%
Taurochenodeoxycholic acid	12.5%
Chenodeoxycholic acid	7.0%
Glycodeoxycholic acid	0.4%
Taurodeoxycholic acid	1.8%
Deoxycholic acid	0.3%
Glycolithocholic acid	0.1%
Taurolithocholic acid	0.4%
lithocholic acid	0.0%
Glycoursodeoxycholic acid	0.0%
Tauroursodeoxycholic acid	0.5%
Ursodeoxycholic acid	0.0%