

略号 FKA

カタログ番号 FKA-514

品名 抗 リトコール酸

本製品は Lithocholic acid-24-BSAをウサギに免疫して得たポリクローナル抗体です。

ヒト ウマ ウシ その他哺乳類 魚類と反応する。

内容 : 本バイアル中にRIAで2000tubeの測定可能な抗体量を  
含む凍結乾燥品。本バイアルに蒸留水 10ml加えて溶解して下さい。  
更に測定時に緩衝液で希釈 (抗体1ml : 緩衝液4.9ml) して使用して下さい。  
0.25%BSA 10mM PBS (pH7.8) に調整 防腐剤を含まず。

保存 : 製品並びに溶解液は4°Cで保存して下さい。溶解調整液を長期保存する場合は  
分注して-20°C以下にて保存して下さい。凍結融解を繰り返さないで下さい。

特異性 : LCA-HRPを作り EIA法で測定

LCA : 100%


GLCA : 85%

TLCA : 90%

DC : 1. %

CA : 0.2%

CDCA : 2%



(注) HRP (Horse raddish Peroxidase) を標識した  
LCA抗原も特注 (2000回) しております。