

略号 FKA

カタログ番号 FKA-516

品名 抗 グリコリトコール酸 (GLCA)

本製品は Glycolithocholic acid-BSA をウサギに免疫して得たポリクローナル抗体です。

ヒト ウマ ウシ その他哺乳類 魚類と反応する。

内容 : 本バイアル中にRIAで2000tubeの測定が可能な抗体量を
含む凍結乾燥品。本バイアルに蒸留水 10ml加えて溶解して下さい。
更に測定時に緩衝液で希釈 (抗体1ml : 緩衝液49ml) して使用して下さい。
0.25%BSA 10mM PBS (pH7.8) に調整 防腐剤を含まず。

保存 : 製品並びに溶解液は4Cで保存して下さい。溶解調整液を長期保存する場合は
分注して-20C以下にて保存して下さい。凍結融解を繰り返さないで下さい。

本抗体は 100倍希釈 H LCAであまりよい標準曲線が得られない。

FKA-514の抗体が GLCAも測定できるので 本抗体はおすすめ出来ない。

特異性: FKA-514 参照