

略号 FKA

カタログ番号 FKA-518

品名 抗 リトコール酸サルフェート


本製品は Lithocholic acid-Sulfate-24-BSAをウサギに免疫して得たポリクローナル抗体です。

ヒト ウマ ウシ その他哺乳類 魚類と反応する。

- 内容 : 本バイアル中にRIAで2000 tubeの測定が可能な抗体量を
含む凍結乾燥品。本バイアルに蒸留水 10ml加えて溶解して下さい。
更に測定時に緩衝液で希釈 (抗体1ml : 緩衝液49ml) して使用して下さい。
0.25%BSA 10mM PBS (pH7.8) に調整。防腐剤を含まず。
保存 : 製品並びに溶解液は4Cで保存して下さい。溶解調整液を長期保存する場合は
分注して-20C以下にて保存して下さい。凍結融解を繰り返さないで下さい。

特異性 : LCA-Sulfate ^3H による測定

LCA Sulfate:	100%
GLCASulfate:	70%
CDCASulfate:	13%
CDCA	: 7%
DC	: 3%
CA	: 1%



(注) HRP (Horse raddish Peroxidase) を標識した
LCA Sulfate 抗原も特注 (2000回) も用意しております。

^3H 標識のLCAとは反応せず、LCA-Sulfate-H と反応します。

これらの ^3H は市販品がありませんので LCA-Sulfate HRP を用意しております。