

略号 FKA

カタログ番号 FKA-524

品名 抗 ウルソデオキシコール酸 (UDCA)

本製品は Ursodeoxycholic acid (UDCA) - BSA をウサギに免疫して得たポリクローナル抗体です。

ヒト ウマ ウシ その他哺乳動物. と反応する。

内容 : 1バイアル中にRIAで2000tubeの測定が可能な抗体を含む 凍結乾燥品。

本バイアルに蒸留水を10ml加えて溶解調整して下さい。

更に使用時緩衝液で希釈 (抗体1ml : 緩衝液49ml)。

調整 : 0, 25% BSA 10mM PBS (pH7, 8)
抗体 防腐剤を含まず。

保存法 : 製品並びに溶解液は4Cで保存して下さい、溶解液を長期保存する場合は、分注して-20C以下にて保存し、凍結融解を繰り返さないで下さい。

特異性

UDCA ³Hにより測定 (現在市販品無し)

UDCA	100%
CDCA	10%
DCA	1%
LCA	1%
CA	1%

現在は ELISAで測定可能. UDCAの酵素標識化 (HRP, ALP) も別途 有償で引受けいたします。