

Anti (human) Fibronectin

I. 内容

免疫動物	ウサギ
性状・包装サイズ	全血清・100 μ l
力 価	ELISA で100,000 倍希釈まで陽性
抗原由来	ヒト・血漿
種間交差	モルモット・ウシ・ブタと交差
特 徴	type I・II・III・IV・V collagen 及びラミニンと非交差
標準希釈率	蛍光抗体法で1:1000以上

II. 保存上の注意


- 20℃以下（長期間の場合は-70℃以下）で凍結して下さい。
 解凍後は密栓のできる小型容器に研究の規模に応じて少量ずつ分注し、
 -70℃以下で保存して下さい。
 凍結融解の繰り返しによる力価の低下を避ける為、再解凍後の抗血清
 は0~4℃に保ち操作・保存して下さい。

III. 安定性

-70℃で3年間安定。
 但し、NaN₃等の防腐剤は入っていません。

製造元

総発売元

 株式会社 エル・エス・エル

コスモ・バイオ株式会社