

Anti human LRH-1 mouse monoclonal antibody

LRH-1: Liver Receptor Homologue 1

Code No PP-H2325-00

Clone No. H2325

Lot. A-2

Concentration 1 mg/mL

Volume 100 uL

Ig Class G3

Description Liver receptor homologous protein (LRH-1, FTF, CPF, hB1F, FTZ-F1b; NR5A2) is a member of orphan nuclear receptor. LRH-1 is a mammalian homolog of the *Drosophila fushi tarazu F1* gene product. LRH-1 is expressed in the liver and intestine. LRH-1 is involved in the regulation of genes which participate in steroid, bile acid and cholesterol homeostasis.

Nomenclature NR5A2

Genbank AB019246

Origin Produced in BALB/c mouse ascites after inoculation with hybridoma of mouse myeloma cells (NS-1) and spleen cells derived from a BALB/c mouse immunized with Baculovirus-expressed recombinant human LRH-1 (161-280 aa) .

Specificity This antibody specifically recognizes human LRH-1 alpha and beta and cross reacts with mouse and rat LRH-1 alpha and beta.

Purification Ammonium sulfate fractionation

Formulation Physiological saline with 0.1% NaN₃ as a preservative.

Application / Recommended Concentration

In order to obtain the best results, optimal working dilutions should be determined by each individual user.

Western Blot 1 ug/mL

Non reducing Western Blot Not yet tested

ELISA 2ng/mL

Immunoprecipitation Decide by use

Supershift Assay Not yet tested

Chromatin immunoprecipitation Not yet tested

Immunohistochemistry Not yet tested

Storage Store at 2 - 8 °C up to one month. For long-term storage, the solution may be frozen in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. Storage in a frost-free freezer is not recommended.

Reference Annicotte JS., et al., Mol Cell Biol., 23(19): 6713-24, 2003.

Notes Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form explosive metal azides. Flush with large amounts of water during disposal.

FOR RESEARCH ONLY. NOT FOR USE IN HUMANS.

Not for Diagnostic or Therapeutic use. Purchase of this product does not include or carry any right to resell or transfer this product either as a stand-alone product or as a component of another product. Any use of this product other than the permitted use without the express written consent of Perseus Proteomics Inc. is prohibited.

MADE IN JAPAN

Aug 23, 2006



COSMO BIO CO., LTD.
Inspiration for Life Science

Distributor:
Cosmo Bio Co.,Ltd.
2-20,Toyo, 2Chome,Tokyo 135-0016,Japan
TEL: +81-3-5632-9617 FAX: +81-3-5632-9618
<http://www.cosmobio.co.jp>



Manufactured by
Perseus Proteomics Inc.
4-7-6, Komaba, Meguro-ku,
Tokyo 153-0041, Japan
<http://www.ppmx.com>

Anti human LRH-1 mouse monoclonal antibody

LRH-1: Liver Receptor Homologue 1

製品コード PP-H2325-00

Clone No. H2325

Lot. A-2

濃度 1mg/mL

容量 100 μ L

Ig class G3

Nomenclature NR5A2

Genebank AB019246

由来 ヒトLRH-1 (161-280 aa) の Baculovirus 発現物を免疫した BALB/c マウスの脾臓細胞と、マウスミエローマ細胞 (NS-1) を融合して得たハイブリドーマを、BALB/c マウスに接種して得られた腹水。

特異性 ヒト LRH-1 α, β に特異的に反応する。マウスおよびラットの LRH-1 α, β に交差反応する。

精製法 硫酸塩析法

溶媒 生理的食塩水(防腐剤として0.1% NaN3添加)

Application 使用濃度は実験にあわせて至適化が必要です。

Western Blot 可
参考使用濃度 1 μ g/mL

非還元 Western Blot 未検討
参考使用濃度 -

ELISA 可
参考使用濃度 2 ng/mL

免疫沈降 可
参考使用濃度 適宜調製してください

Supershift Assay 未検討
参考使用濃度 -

クロマチン免疫沈降 未検討
参考使用濃度 -

免疫染色 未検討
参考使用濃度 -

保存方法 1ヶ月程度の保存の場合は、2~8 $^{\circ}$ Cで保存可能です。長期保存の場合は、抗体を小分けした上で、-20 $^{\circ}$ C以下での保存をお勧めします。また、凍結融解を繰り返すと、抗体が劣化し、本来の性能が得られない場合があるため、お避けください。

参考文献 Annicotte JS., et al., Mol Cel Biol., 23(19): 6713-24, 2003.

備考 溶媒に含まれるNaN3は、鉛や銅と反応し爆発性化合物を形成する恐れがあります。廃棄の際には大量の水と一緒に希釈して廃棄してください。

FOR RESEARCH ONLY. NOT FOR USE IN HUMANS.

本製品は研究目的のみで使用することができます。人やそのほか動物の疾病診断、治療・予防に使用することはできません。研究目的以外で使用する場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。

MADE IN JAPAN

Aug 23, 2006