

# Anti human NGFI-B gamma mouse monoclonal antibody

NGFI-B gamma: Nerve growth factor-induced clone B gamma

<b>Code No</b>	PP-H7833-00
<b>Clone No.</b>	H7833
<b>Lot.</b>	A-1
<b>Concentration</b>	1 mg/mL
<b>Volume</b>	100 uL
<b>Ig Class</b>	G2a
<b>Description</b>	Nerve growth factor inducible factor I-B gamma (NGFI-Bg, TEC, MINOR, CHN, NOR-1; NR4A3) is a member of orphan nuclear receptor. NGFI-Bg is expressed in skeletal muscle, fetal heart. Its expression is induced in response to various stress stimuli and growth factors. NGFI-Bg has roles in signaling in multiple tissues, including the hypothalamic-pituitary axis. RXR has been shown to be a partner for NR4A1 and NR4A2 but not NR4A3.
<b>Nomenclature</b>	NR4A3
<b>Genbank</b>	D78579
<b>Origin</b>	Produced in BALB/c mouse ascites after inoculation with hybridoma of mouse myeloma cells (NS-1) and spleen cells derived from a BALB/c mouse immunized with Baculovirus-expressed recombinant human NGFI-B gamma (2-95 aa).
<b>Specificity</b>	This antibody specifically recognizes human NGFI-B gamma but does not recognize human NGFI-B alpha and beta. Not yet tested in other species.
<b>Purification</b>	Ammonium sulfate fractionation
<b>Formulation</b>	Physiological saline with 0.1% NaN <sub>3</sub> as a preservative.

## Application / Recommended Concentration

In order to obtain the best results, optimal working dilutions should be determined by each individual user.

<b>Western Blot</b>	1 ug/mL
<b>Non reducing Western Blot</b>	Not applicable
<b>ELISA</b>	1 ug/mL
<b>Immunoprecipitation</b>	Decide by use
<b>Supershift Assay</b>	Not yet tested
<b>Chromatin immunoprecipitation</b>	Not yet tested
<b>Immunohistochemistry</b>	Not yet tested

## Storage

Store at 2 - 8 °C up to one month. For long-term storage, the solution may be frozen in working aliquots. Repeated freezing and thawing is not recommended. Storage in a frost-free freezer is not recommended.

## Reference

## Notes

Sodium azide may react with lead and copper plumbing to form explosive metal azides. Flush with large amounts of water during disposal.

FOR RESEARCH ONLY. NOT FOR USE IN HUMANS.

Not for Diagnostic or Therapeutic use. Purchase of this product does not include or carry any right to resell or transfer this product either as a stand-alone product or as a component of another product. Any use of this product other than the permitted use without the express written consent of Perseus Proteomics Inc. is prohibited.

**MADE IN JAPAN**

Oct 3, 2006



**COSMO BIO CO., LTD.**  
Inspiration for Life Science

Distributor:  
**Cosmo Bio Co., Ltd.**  
2-20, Toyo, 2Chome, Tokyo 135-0016, Japan  
TEL: +81-3-5632-9617 FAX: +81-3-5632-9618  
<http://www.cosmobio.co.jp>



Manufactured by  
**Perseus Proteomics Inc.**  
4-7-6, Komaba, Meguro-ku,  
Tokyo 153-0041, Japan  
<http://www.ppmx.com>

# Anti human NGFI-B $\gamma$ mouse monoclonal antibody

NGFI-B $\gamma$ : Nerve growth factor-induced clone B gamma

製品コード PP-H7833-00

Clone No. H7833

Lot. A-1

濃度 1mg/mL

容量 100 $\mu$ L

Ig class G2a

Nomenclature NR4A3

Genebank D78579

**由来** ヒト NGFI-B  $\gamma$  (2-95 aa) の Baculovirus 発現物を免疫した BALB/c マウスの脾臓細胞と、マウスミエローマ細胞 (NS-1) を融合して得たハイブリドーマを、BALB/c マウスに接種して得られた腹水。

**特異性** ヒト NGFI-B  $\gamma$  に特異的に反応する。ヒト NGFI-B  $\alpha$ ,  $\beta$  には反応しない。その他の動物種との交差反応は未検討。

**精製法** 硫酸塩析法

**溶媒** 生理的食塩水(防腐剤として0.1% NaN3添加)

**Application** 使用濃度は実験にあわせて至適化が必要です。

**Western Blot** 可  
参考使用濃度 1  $\mu$ g/mL

**非還元 Western Blot** 不可  
参考使用濃度 -

**ELISA** 可  
参考使用濃度 1  $\mu$ g/mL

**免疫沈降** 可  
参考使用濃度 適宜調整してください

**Supershift Assay** 未検討  
参考使用濃度 -

**クロマチン免疫沈降** 未検討  
参考使用濃度 -

**免疫染色** 未検討  
参考使用濃度 -

**保存方法** 1ヶ月程度の保存の場合は、2~8 $^{\circ}$ Cで保存可能です。長期保存の場合は、抗体を小分けした上で、-20 $^{\circ}$ C以下での保存をお勧めします。また、凍結融解を繰り返すと、抗体が劣化し、本来の性能が得られない場合があるため、お避けください。

## 参考文献

**備考** 溶媒に含まれるNaN3は、鉛や銅と反応し爆発性化合物を形成する恐れがあります。廃棄の際には大量の水と一緒に希釈して廃棄してください。

FOR RESEARCH ONLY. NOT FOR USE IN HUMANS.

本製品は研究目的のみで使用することができます。人やそのほか動物の疾病診断、治療・予防に使用することはできません。研究目的以外で使用する場合は、あらかじめ弊社にご相談ください。

**MADE IN JAPAN**

Oct 3, 2006

## 【販売元】

 COSMO BIO CO., LTD.  
Inspiration for Life Science

コスモ・バイオ株式会社  
〒135-0016 東京都江東区東陽2-2-20  
TEL : 03 (5632) -9610 FAX : 03 (5632) -9619  
<http://www.cosmobio.co.jp>

## 【製造】



株式会社 ペルセウスプロテオミクス  
〒153-0041 東京都目黒区駒場4-7-6  
<http://www.ppmx.com>