



ACEL, Inc.
Adjusted Cell Experiment Laboratory Inc.

Pepsin for Human collagen Type EC1-E110
ELISA kit

商品コード : EC1-E110

ACEL

ECM 試薬シリーズ

ヒトコラーゲンタイプ ELISA kit 用ペプシン

組織からのコラーゲン抽出や培養した細胞の ECM として沈着したコラーゲンを抽出するときにペプシン処理を行ないます。50mM の酢酸に 0.1mg/ml となるようにペプシンを溶かします。これにより架橋のあるテロペプチド部分が切断されてアテロコラーゲンとなり、溶出します。

原料: ブタの胃の粘膜から抽出
量: 500mg
形状: 粉
保存: 4℃保存

For Research Use Only

製造元:
株式会社エーセル
〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本
SIC-1 212 号室
Tel: 042-770-9482 FAX: 042-770-9483
Home Page URL : <http://www.a-cel.co.jp>
Email address : info@a-cel.co.jp

販売元:



人と科学のステキな未来へ
コスモ・バイオ株式会社
〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル
URL : <http://www.cosmobio.co.jp/>

● 営業部 (お問い合わせ)
TEL : (03) 5632-9610 FAX : (03) 5632-9619
TEL : (03) 5632-9620