

一般研究用キット

Extracellular Vesicles derived from *Leuconostoc mesenteroides* 180720-12-1 strain

乳酸菌由来細胞外小胞 (*Leuconostoc mesenteroides* 180720-12-1 株)

Cat. No. LBEV-R1-UF

2024年11月25日作成

www.cosmobio.co.jp

【I】背景

多細胞生物体内の細胞が放つエクソソームは細胞外小胞: EVs(Extracellular Vesicles) の1つであり、すでに医薬品および化粧品への応用が期待され各分野で開発が進行しています。一方、単細胞である微生物からも同様のEVsが放出され、20-400 nmの球状の構造体であり、エクソソームと同様に微生物-微生物間、さらには微生物-宿主細胞間の情報伝達を担っていることが明らかになっています¹。EV産生は微生物にとって不可欠な機能であり、EVsによる細菌間もしくは宿主との相互作用の機能解明は、ワクチン開発のシーズや腸内における細菌の宿主への作用、ドラッグデリバリーシステム(DDS)といった様々な応用分野への展開が期待されています²。

Leuconostoc mesenteroides は漬物などから分離される代表的な植物性乳酸菌であり、偏性ヘテロ発酵様式の乳酸菌で、多様な食品の製造における重要なスターターとして利用されています。本製品は、*Leuconostoc mesenteroides* 180720-12-1株の培養上清から、限外濾過法によりEVsを精製した製品です。

※本株 (*Leuconostoc mesenteroides* 180720-12-1) は酪農学園大学 応用微生物学研究室 山口昭弘教授、亀田くるみさんから研究室生が学内植物材料や道産食材などから、独自に分離培養・同定した乳酸菌です。

コスモ・バイオ株式会社 [メーカー略号: CSR]

品番	品名	包装	粒子数	貯蔵
LBEV-R1-UF	Extracellular Vesicles derived from <i>Leuconostoc mesenteroides</i> 180720-12-1 strain	200 μ L	$> 1 \times 10^{10}$ particles/mL in PBS 濾過滅菌済	4°C

* 粒子数はロットごとに異なります。製品に添付のCoAをご参照ください。


【II】使用方法

本製品は0.22 μ mメンブランフィルターで濾過滅菌済です。

本製品は実験目的に応じて、培地などの溶液で10倍から2000倍希釈してご使用ください。

到着後は、すぐにお使いいただくか4°Cで保管してください。

【III】 参考資料



電子顕微鏡画像のご提供：酪農学園大学 応用生化学研究室 岩崎 智仁 教授

図1 .*Leuconostoc mesenteroides* 180720-12-1 株の電子顕微鏡画像




図2 .Nanosight による *Leuconostoc mesenteroides* 180720-12-1 株由来 EVs の粒度分布測定例

【IV】 参考文献

1. Obana, N., Kurosawa, M., Toyofuku, M. & Nobuhiko, N. Biogenesis and Functions of Membrane Vesicles Actively Produced by Microbes. *KAGAKU TO SEIBUTSU* **54**, 812–819 (2016).
2. Obana, N. & Nomura, N. Functions and biosynthesis of membrane vesicles produced actively by Gram-positive bacteria. *Japanese J. Lact. Acid Bact.* **27**, 10–16 (2016).

