染色ホルダー Holder for Staining

Cat. No. DAI-H

2015年07月30日作成

用途

安価な染色用ホルダーです。

1度に5枚単位の染色・洗浄ができます。



特長

- ●免疫組織化学染色作業の操作短縮・作業能率の大幅アップとなります。
- ●スライドの表裏が識別出来ます。
- ●脱パラフィンから染色まで何度も使用出来ます。又保存用としても使用出来ます。
- ●そのまま鏡検も可能です。

仕様

● 包装:1 PAIR / 10 PAIR

● 保存条件:室温

使用方法

●染色ホルダーガイドに沿ってスライドガラスを挿入させてください。染色バットに予め必要染色剤を用意し、 準備したホルダーを浸漬してください。



〒135-0016 東京都江東区東陽 2-2-20 東陽駅前ビル URL: http://www.cosmobio.co.jp/

● 営業部(お問い合わせ)

TEL: (03) 5632-9610 FAX: (03) 5632-9619 TEL: (03) 5632-9620



大 道 産 業 株式会社

[170-0005] 東京都豊島区南大塚 3-48-2 NC ビル 4F TEL 03(3984)0384 FAX 03(3984)0453 http://www.daido-sangyo.co.jp/

本製品は、研究目的にのみご使用ください。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないでください。