

糖分析用製品

糖分析用 HPLC カラム	
ホーネンパック C18 Honenpak C18 (for ABEE Labeling Kit)	Code : J715 Pkg. : 1 piece (75 mm × 4.6 mm I.D.) ・ ABEE 標識化キットで標識化した糖分析用 HPLC カラム、カラム出荷時の封入溶媒は 70%アセトニトリル水溶液 ・ 使用可能 pH 範囲 pH 1 ~ 9 ・ 保存 50%以上のアセトニトリル水溶液に置換後、密栓し、温度変化の小さいところで保存

●特徴

ABEE Labeling Kit の分析専用開発された HPLC カラムです^{1,2)}。

文献

1) Yasuno, S., et al., *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, 61, 1944 (1997)

2) Yasuno, S., et al., *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, 63, 1353 (1999)