





# Multi-Purpose Incubation Chamber

Multi-purpose incubation chamber



1. Large (for 20 sheets) 345 x 195 x 48mm  
2. Small (for 10 sheets) 172 x 195 x 48mm

Incubation chamber sheets



## Perfect humid environment

- Immunostaining.
- Microarray.
- Ochterlony immunoprecipitation.
- Fluorescent techniques.
- Colormetric enzyme techniques.
- Blood smears and other slide-based cytodiagnosics.
- More...

## Intelligent Design



- Glass rods elevates slides from moisture source. Removable for easy cleaning.
- Interior humidified with moist filter paper.
- Black filter paper sheets make ideal background for easy slide observation.
- Constructed from translucent acrylic for easy observation, protection from light, and protection from infrared rays. (dark orange recommended for fluorescent work)
- 48mm (1.9 in) thin.
- Interlocking corners designed for stable stacking of multiple chambers. (Two 10-slide chambers stack side-by-side on a 20-slide chamber).
- Available in 10 or 20 slide capacity.
- Shaded coloring blocks protects slides from light and infrared rays.

## Quality Construction

- Acrylic construction resists alcohol and acids.
- High quality rubber gasket maintains humidity for long term storage.
- Removable glass rods for easy cleaning, added flexibility.



# Multi-Purpose Incubation Chamber



[An incubation chamber sheet or filter paper is spread over the bottom.]

## Multipurpose Incubation Chamber, Ordering Information

| Cat. NO. | Description  | Color       | Qty |
|----------|--|-------------|-----|
| 10CG     | Incubation Chamber for 10Slides<br>195 x 172 x 48 mm<br>7.7 x 6.8 x 1.9 in *   | Cool Gray   | 1   |
| 10DO     | Incubation Chamber for 10Slides<br>195 x 172 x 48 mm<br>7.7 x 6.8 x 1.9 in *   | Dark Orange | 1   |
| 20CG     | Incubation Chamber for 20Slides<br>345 x 195 x 48 mm<br>13.6 x 7.7 x 1.9 in ** | Cool Gray   | 1   |
| 20DO     | Incubation Chamber for 20Slides<br>345 x 195 x 48 mm<br>13.6 x 7.7 x 1.9 in ** | Dark Orange | 1   |
| GR10     | Glass bar for 10CG, 10DO   | Clear       | 2   |
| GR20     | Glass bar for 20CG, 20DO   | Clear       | 2   |
| ICS      | Incubation Chamber Sheet   | Black       | 50  |

Product Weight  
\*KMB-10CG(DO) 195x172x48mm 700g \*\*KMB-20CG(DO) 345x195x48mm 1250g



## 多目的インキュベーションチャンバー

免疫染色に適したインキュベーションチャンバーです。透明なアクリル板を使用していますので、内部観察が常時可能です。ダークオレンジ、クールグレイの2色をご用意しております。ダークオレンジは紫外線の透過を減少しますので、蛍光抗体法用に適しています。また、インキュベーションチャンバーシートを使用すれば、スライドガラス上の切片状態をより鮮明に見ることができます。ご注意：オートクレーブはかけられません！

### 特長

- スライドガラス 20 枚用と 10 枚用がございます。
- 保冷庫及びフラン器等 (-20℃～ +45℃) で使用可能です。
- 薄型で積み重ねができます。
- 内部取り外しができ、清掃が容易です。
- 良質のゴムパッキン使用により、十分な湿度が保たれ長期保存に最適です。
- アルコール、塩酸等に対する耐溶剤及び耐酸性に優れています。
- インキュベーションチャンバーシートは吸湿性に富んでいますので、適度な湿潤を維持することができます。また、汚れた場合は、取り替えることでチャンバー内を清潔に保つことができます。

### 用途

- 蛍光抗体法、酵素抗体法等あらゆる免疫染色に使用できます。
- 血液塗抹標本や細胞診用標本の染色にも便利です。
- 寒天ゲル内沈降反応 (Ouchterlony 法) や免疫電気泳動法の反応箱としてもお使いいただけます。



【多目的インキュベーションチャンバー】



大 (20 枚用)  
345x195x48(mm)

小 (10 枚用)  
195x172x48(mm)

【多目的インキュベーションチャンバー】



【多目的インキュベーションチャンバー】

メーカー略号：KMB

| 品名                                  | 品番   | 包装 |
|-------------------------------------|------|----|
| インキュベーションチャンバー 10枚用 クールグレイ ガラス棒6本付  | 10CG | 1箱 |
| インキュベーションチャンバー 10枚用 ダークオレンジ ガラス棒6本付 | 10DO | 1箱 |
| インキュベーションチャンバー 20枚用 クールグレイ ガラス棒6本付  | 20CG | 1箱 |
| インキュベーションチャンバー 20枚用 ダークオレンジ ガラス棒6本付 | 20DO | 1箱 |

【インキュベーションチャンバーシート】

メーカー略号：KMB

| 品名                | 品番  | 包装   |
|-------------------|-----|------|
| インキュベーションチャンバーシート | ICS | 50枚入 |

【インキュベーションチャンバー用ガラス棒】

メーカー略号：KMB

| 品名                   | 品番   | 包装  |
|----------------------|------|-----|
| 10CG・10DO用ガラス棒 (ゴム付) | GR10 | 2本入 |
| 20CG・20DO用ガラス棒 (ゴム付) | GR20 | 2本入 |



人と科学のステキな未来へ

コスモ・バイオ株式会社