

各保存血液について

保存血液は採血時に保存液（アルセバー氏液）1：1の比率になるように調整した動物血液です。

対照動物

ウサギ、ヒツジ、ウマ、ウシ、ガチョウ、モルモット、ニワトリ、ラット等

アルセバー氏液組成（1 L）

| | | |
|-----------|------|---------|
| クエン酸 | （無水） | 0.55 g |
| クエン酸ナトリウム | （無水） | 8.00 g |
| 塩化ナトリウム | | 4.20 g |
| グルコース | | 20.50 g |

有効期限

製造日より3週間

保存温度

2℃～6℃