

各保存血液について

保存血液は採血時に保存液（アルセバー氏液）1：1の比率になるように調整した動物血液です。

対照動物

ウサギ、ヒツジ、ウマ、ウシ、ガチョウ、モルモット、ニワトリ、ラット等

アルセバー氏液組成（1L）

クエン酸	（無水）	0.55g
クエン酸ナトリウム	（無水）	8.00g
塩化ナトリウム		4.20g
グルコース		20.50g

有効期限

製造日より3週間

保存温度

2℃～6℃

コージンバイオ株式会社
埼玉県坂戸市浅羽野3-4-5