

## フィルター製品

# ニューステラディスク



ニューステラディスクは生物、化学、薬物などの研究所、工場において少量の液体の無菌ろ過、および除菌除粒子に使用するために特別に設計された小型ディスポーザブルフィルターです。  
商品の種類としては13mmφと25mmφタイプがあり孔径は0.2μと0.45μがあります。

## 特長

- γ線により完全滅菌済
- パイロジェンフリー
- タンパク質吸着少ない
- 全数完全性テスト済
- 少ない残液量
- 高流量タイプ

## 仕様

タイプ		NEW Steradisc13		NEW Steradisc25	
製品番号		S-1302	S-1304	S-2502	S-2504
孔径(ポアサイズ)μm		0.2	0.45	0.2	0.45
材質	フィルタ	ポリサルホン	ポリサルホン	ポリサルホン	ポリサルホン
	ハウジング	MS	MS	MS	MS
サイズ(φ×L)mm		18×22	18×22	29×25	29×25
有効ろ過面積cm <sup>2</sup>		0.8	0.8	4	4
最高使用圧力kg/cm <sup>2</sup>		5	5	6	6
最高使用温度		80	80	80	80
液残量μl		30以下	30以下	100以下	100以下
接続部	入口	ルアーロック	ルアーロック	ルアーロック	ルアーロック
	出口	ルアースリッパ	ルアースリッパ	ルアースリッパ	ルアースリッパ
個数(ヶ)/箱		50	50	50	50

