


ミニザイモ電気泳動装置 仕様書

- 製品コード番号：LL-50008
- 製品名：ミニザイモ電気泳動槽
- 形式：Life-ダブル型
- 適用ゲルプレートサイズ：幅100~110mm×高100mm
- 包装内容：
 - 1) ミニザイモ電気泳動槽（白金電極・電源差込・パッキング付き） 1台
 - 2) 大型クリップ 4個
 - 3) 仕様書： 1部
- 特徴：低価格・高機能・シンプル・プレート2枚同時泳動可能。
- お取り扱い上のご注意：
 - 1) ゲルプレートを泳動槽にセット及び取り外し時には、感電を防止する為必ず電源を「切」にしてから実行して下さい。
 - 2) 泳動槽の洗浄には柔らかい布等を用い洗剤で洗い、たわし・ざらざらのスポンジ・クレンザー等を使用しないで下さい。
 - 3) 有機溶媒は使用しないで下さい。
 - 4) 泳動槽の乾燥は風乾又は50℃以下で行って下さい。
- 価格：44,000円 電源と泳動槽接続リード線(オプション):5,000円
- その他：定電圧・定電流電源及び電源リード線(2本)は、任意にご用意下さい。



製造元：有限会社ライフ研究所
〒990-0832 山形県山形市城西町三丁目8番3号
TEL：(023)645-1392 FAX：(023)645-1392