

百日咳死菌懸濁液 [動物実験用研究試薬]

I. 内容

lot No. 545122

性 状	Formalin treated <u>Pseudomonas pertucinogena</u> ( <u>Bordetella pertussis</u> ) suspension : FT P P 懸濁液
規 格	蛋白質量 : 2 mg (約 $1 \times 10^{11}$ bacteria eq. ) (1 mg / ml PBS) * 保存 : 2 ~ 4 °C (凍結厳禁) * 免疫グレード : アジュバンド用 (IgE Inducer) **

\* 無菌状態で容器に入っています、開封後は数週間内に使用下さい。また、凍結すると活性が消失する可能性を示す結果を得ています、注意下さい。  
\*\* ラット・マウスに0.1 ~ 0.2mg/100gbw処理すると Mite Extract, DNP-Ascaris に対する IgE の誘導が約 10 倍になります。


II. 保存上の注意

2 ~ 4 °C で保存して下さい。(凍結厳禁)

製造元

総発売元

 株式会社 エル・エス・エル

 コスモ・バイオ株式会社

新製品案内

LG-8000	FTMB suspension (結核菌死菌懸濁液)
LG-6061	OA Injection FFDP
LG-6202	EB Injection FFDP
LG-5779	Hinoki Pollen Extract
LG-0533	DNP-Mite-Df
LG-0544	DNP-Mite-Dp
LG-0528	DNP-Cedar Pollen-Cj
LG-1109	TNP-Ascaris
LG-1117	TNP-BSA
LB-8109	Rat Anti TNP-Ascaris