



For research use only. Not for clinical diagnosis.

M-CSF

(Human, Catalog No. AK39)

July 1, 2024

I. Product information

| | |
|-------------------------|---|
| Source | <i>E coli</i> (Human M-CSF: Macrophage Colony Stimulating Factor) |
| Form | Solution: 0.2 mg/mL (0.1% BSA) |
| Specification | 20 µg (100 µL) |
| Molecular Weight | 36.8 kDa (Homodimeric protein) |
| Purity | ≥ 98% by SDS-PAGE and HPLC analyses |
| Storage | ≤ -70°C (frozen) |

研究用試薬

M-CSF

(品番 : AK39)

2024年7月1日改訂

※本品は、研究目的にのみご使用ください。

《 製品情報 》

| | |
|------|---|
| 由来 | <i>E coli</i> (ヒト M-CSF (Macrophage Colony Stimulating Factor)) |
| 形状 | 溶液: 0.2 mg/mL (0.1%BSA) |
| 規格 | 20 µg (100 µL) |
| 分子量 | 36.8k Da |
| 純度 | SDS-PAGE・HPLC にて 98%以上 |
| 保存方法 | -70°C以下保存 |