



# Reprogrammed HepG2 Maintenance Medium

## 【品番：R-HEPG2M】

2024年7月1日改訂

※本マニュアルをご精読のうえ、研究目的にのみご使用ください。

### 《 I. 製品情報 》

本製品は Reprogrammed HepG2 cells (品番：R-HEPG2C)培養用の専用メディウムです。

#### 製品構成

構成	容量	本数	保存方法
Reprogrammed HepG2 Maintenance Medium	125 mL	1 本	-20°C保存（解凍後は 4°C保管）
サプリメント	125 $\mu$ L	1 本	-20°C保管 ※冷蔵保管不可

### 《 II. 保管方法 》

本製品は、冷凍状態で発送しております。本製品受領後は速やかに-20°C以下で保管して下さい。

本製品ラベルに記載の使用期限は未開封 -20°C以下で保存した場合の使用期限です。

解凍後は数回の使用で使い切れる量に分注し凍結保存することをお勧め致します。

### 《 III. 培地調製方法 》

メディウムとサプリメントを溶解し、メディウム 10mL に対しサプリメント 10 $\mu$ L (x1000) を添加してください。

サプリメント添加培地は用事調製です。必要量のみサプリメントを添加してください。

解凍後は数回の使用で使い切れる量に分注し凍結保存してください。