

SPEZIFIKATION

SPECIFICATION

Ethylendiamin-tetraessigsäure p.A. EDTA, analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. : 11278 Lot/Contr.No. :
---	--

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O ₈
Molekulargewicht molecular weight		292.3
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Gehalt (%) assay	Titration	min. 99.0
Wasser (%) water	Trocknungsverlust loss on drying	max. 0.5
Identität identity	IR	entspricht corresponds
A 1cm/ 280 nm	5% in 1N NaOH	< 0.25
Lagerung (°C) storage		+15 bis/ to +30

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.