

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION

Decal pract. **Kat.Nr./Cat.No. : 18140**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Aussehen appearance		klare farblose Lösung clear colorless solution
pH		0 – 0.5
Osmolarität (mOsmol/l) osmolarity	1:10 verd./dil. in H ₂ O	150 – 250
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30	

<p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p>

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.