

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION**Dextran 8 techn. grade****Kat.Nr./Cat.No. : 18689**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		8 000 - 12 000
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
Mittleres Molekulargewicht average molecular weight		8 000 - 12 000
Wasser (%) water	Trocknungsverlust loss on drying	ca. 2.0
Schwermetalle (ppm) heavy metals	als/as Pb	< 100
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30	

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.