

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION**Dextran 100** techn. gradeKat.Nr./Cat.No. : **18693**

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|--|------------------------|--------------------------------|
| Molekulargewicht molecular weight | | 100 000 – 200 000 |
| Aussehen appearance | | weißes Pulver white powder |
| Trocknungsverlust (%) loss on drying | | max. 10.0 |
| pH | 1% in H ₂ O | 4.0 - 7.0 |
| Sulfatasche (%) sulfated ash | | max. 2.0 |
| Lagerung (°C) storage | +15 bis/ to +30 | |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.