

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION

4',6-Diamidino-2-phenylindol-2HCl p.A. **Kat.Nr./Cat.No. : 18860**
4',6-Diamidino-2-phenylindole-2HCl analytical grade

| Parameter parameter | Methode method | Spezifikation specification |
|---|----------------------------|--|
| Summenformel formula | | C ₁₆ H ₁₅ N ₅ ·2HCl |
| Molekulargewicht molecular weight | | 350.3 |
| Aussehen appearance | | gelbes Pulver yellow powder |
| Gehalt (%) assay | aus/from N | ca. 99.0 |
| Löslichkeit solubility | 2.5% in H ₂ O | klare, gelbe Lösung clear, yellow solution |
| Wasser (%) water | K.F. | ca. 5.0 – 10.0 |
| λmax. | 0.001% in H ₂ O | 342 ± 2nm |
| A 1cm/λmax. | 0.001% in H ₂ O | ca. 0.8 |
| ελmax. | 0.001% in H ₂ O | ca. 28 000 |
| Lagerung (°C) storage | +2 bis/ to +8 | |

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control**Druckdatum/ printing date:**
07.11.2004

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.