

SPEZIFIKATION

SPECIFICATION

E-64 reinst trans-Epoxy succinyl-L-Leucylamido-(4-Guanidino)butane research grade	Kat.Nr./Cat.No. : 21100
--	--------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₅ H ₂₇ N ₅ O ₅
Molekulargewicht molecular weight		357.4
Aussehen appearance		weißes krist. Pulver white cryst. powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 97.0
Lagerung (°C) storage	-15 bis/ to -25	

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

T. Schneider

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.