

SPEZIFIKATION

SPECIFICATION

Hämin reinst Hemin research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	24410
---	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₃₄ H ₃₂ FeN ₄ O ₄ ·Cl
Molekulargewicht molecular weight		652.0
Aussehen appearance		schwarzblaues glänzendes Pulver dark-blue gleaming powder
Gehalt (%) assay	UV/575nm	min. 98.0
A 1cm/ 575 nm	0.004% in 0.1M NaOH cont. 2.5% Triton (Hämoglobin Reagenz hemoglobine reagent)	0.427 ± 0.004
Wasser (%) water		< 0.5
Eisen (%) iron		max. 10
Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8	

**Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.
Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.**
We do not guarantee that the product can be used for a special application.
This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

T. Schneider

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.