

S P E Z I F I K A T I O N
SPECIFICATION

Kongorot reinst **Kat.Nr./Cat.No. : 27215**
Congo Red research grade, C.I. 22120

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_{32}H_{22}N_6O_6S_2 \cdot Na_2$
Molekulargewicht molecular weight		696.7
Aussehen appearance		braun-rotes Pulver reddish-brown powder
Reinheit purity	TLC	eine Hauptkomponente, Spuren möglich one major spot, traces possible
A 1cm/ 498 nm	0.001% in H ₂ O	ca. 0.37
Wasser (%) water	K.F.	max. 10.0
Sulfatasche (%) sulfated ash		ca. 50.0
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30	

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

T. Schneider

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.