

S P E Z I F I K A T I O N
SPECIFICATION

Luminol rein research grade	Kat.Nr./Cat.No. :	28085
---------------------------------------	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₈ H ₇ N ₃ O ₂
Molekulargewicht molecular weight		177.2
Aussehen appearance		grünbeiges Pulver greenish brown powder
Gehalt (%) assay	Titration	min. 95.0
Wasser (%) water	K.F.	ca. 1.0
λ₁max. (nm) λ₂max. (nm)	0.001% in 0.1N NaOH	347 ± 3 300 ± 3
ελ₁max.	0.001% in 0.1N NaOH	ca. 7 600
Identität identity	IR (KBr)	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30	

<p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p>

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.