

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION

4-Nitrophenylphosphat·Na₂-salz p. A. 4-Nitrophenyl phosphate·Na ₂ -salt analytical grade	Kat.Nr./Cat.No. :	30770
--	--------------------------	--------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_6H_4NO_6P \cdot Na_2 \cdot 6H_2O$
Molekulargewicht molecular weight		371.1
Aussehen appearance		weiße bis leichtgelbe Kristalle white to pale yellow crystals
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 99.0
Löslichkeit solubility	5% in H ₂ O	klare Lösung clear solution
Wasser (%) water	KF	ca. 30.0
freies p-Nitrophenol (%) free p-Nitrophenol		max. 0.01
Lagerung (°C) storage	-15 bis/ to -25	

<p>Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert. Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle. We do not guarantee that the product can be used for a special application. This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.</p>

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.
This report has been computer generated and does not contain a signature.