

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION**PEFABLOC® SC****Kat.Nr./Cat.No. : 31682**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		$C_8H_{10}NSO_2F \cdot HCl$
Molekulargewicht molecular weight		239.7
Aussehen appearance		weißes krist. Pulver white cryst. powder
Gehalt (%) assay	HPLC	min. 95.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		175 - 185
Löslichkeit solubility	20 g/ 100 ml H ₂ O	klar und farblos clear and colorless
Lagerung (°C) storage	+2 bis/ to +8	

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control**Datum/date:** 15.11.2004

Dr. H. Volger

T. Schneider

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.