

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION

Phenylmethansulfonylfluorid reinst Phenylmethylsulfonyl fluoride research grade	Kat.Nr./Cat.No. : 32395
---	--------------------------------

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₇ H ₇ FO ₂ S
Molekulargewicht molecular weight		174.2
Aussehen appearance		weiße Kristalle white crystals
Gehalt (%) assay	GC	min. 99.0
Schmelzpunkt (°C) melting point		90 - 94
Identität identity	IR	entspricht corresponds
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30	

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

T. Schneider

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.