

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION

Resazurin-Na-salz p.A. **Kat.Nr./Cat.No. : 34226**

analytical grade

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Summenformel formula		C ₁₂ H ₆ NO ₄ ·Na
Molekulargewicht t molecular weight		251.2
Aussehen appearance		schwarzgraues Pulver black to gray powder
λmax (nm)	0.0005% in H ₂ O	ca. 602
A 1cm/λmax	0.0005% in H ₂ O	ca 0.7
pH-Umschlag pH- transition		pH 3.8 orange/ orange pH 6.5 violet/ violet
Wasser (%) water	K.F.	max. 15.0
Sulfatasche (%) sulfated ash		ca. 40.0
TLC	Kieselgel 60 n-Butanol 5 Ethanol 2 Eisessig/ glacial acetic acid 1 Wasser/ water 2	einheitlich one spot Rf: ca.0.87
Lagerung (°C) storage	+15 bis / to +30	

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.