

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION**Synperonic® F68 pract.****Kat.Nr./Cat.No. : 35724**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 8300
Aussehen appearance		weißes Pulver white powder
pH	5 % in H ₂ O	5.0 – 8.0
Trübungspunkt (°C) cloud point	in NaCl-Lösung in NaCl-solution	86.0 – 90.0
Iod-Farbzahl iodine colour	50°C	max. 2.0
Ursprung origin		nicht tierisch non animal
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30	

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

D. Lux-Helmstetter

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.