

SPEZIFIKATION
SPECIFICATION

Synperonic® F108 pract.Kat.Nr./Cat.No. : **35726**

Parameter parameter	Methode method	Spezifikation specification
Molekulargewicht molecular weight		ca. 14 000
Aussehen appearance		weiße Schuppen white flakes
Löslichkeit solubility	2.5% in H ₂ O	klare Lösung clear solution
pH	2.5% in H ₂ O	5.0 - 7.5
Wasser (%) water	Karl-Fischer	max. 1.0
Schwermetalle (ppm) heavy metals		max. 15
Lagerung (°C) storage	+15 bis/ to +30	

Die Eignung des Produktes für spezielle Anwendungszwecke wird nicht zugesichert.

Dieses Dokument entbindet nicht von einer branchenüblichen Eingangskontrolle.

We do not guarantee that the product can be used for a special application.

This document does not release you from performing the standard control upon receipt of incoming goods.

SERVA Electrophoresis GmbH
Qualitätskontrolle/ Quality Control

Dr. H. Volger

T. Schneider

Dieses Dokument ist ein Computerausdruck und deshalb ohne Unterschrift gültig.

This report has been computer generated and does not contain a signature.